

顔全体
 あごから首筋まで

Cooldown

フェイス用 クールマスク

冷蔵庫や冷凍庫で冷やして繰り返し使える
 ジェルタイプのフェイス用クールマスクです。

整形外科、形成外科、眼科、耳鼻咽喉科、エステに

[主な使用方法] 顔や顔周辺の冷却



優しい肌触り

べた付かない
 梨地加工フィルム使用

立体形状

顔から首まで
 ぴったりとフィット



サイズ(mm)	重量(g)	定価(税抜)	JANコード
280×260	350	1,500	4978797400289

三重化学工業株式会社

〒515-0001 三重県松阪市大口町255-1
 TEL.(0598)51-2361 FAX.(0598)51-1143
 MAIL.info@miekagaku.co.jp