

スノーパック・クール **COOL**


特長

- 特殊シャーベットゲルは**凍らず身体にフィット!**
- エンボス加工フィルムで**ソフトな肌触り!**
- **繰り返しご使用**いただけます!

用途

- アイシングに…発熱時に…
- 打撲・捻挫・肉離れなどに…

保冷剤の保冷性能



製品名	0時間	0.5時間	1時間	1時間半	2時間	2時間半	3時間
スノーパック・クールS	-12.5℃	-10.0℃	4.0℃	12.0℃	16.0℃	18.5℃	20.0℃
スノーパック・クールM	-12.5℃	-10.0℃	0.0℃	9.0℃	14.0℃	17.0℃	19.0℃
スノーパック・クールL	-12.5℃	-10.0℃	-2.0℃	7.0℃	12.0℃	15.5℃	18.0℃

測定条件: 試料を冷凍庫 (-20℃) で24時間以上冷却した後、
室温中に静置し、表面温度の変化を測定。
室温: 24~25.5℃

エンボス加工フィルムだから、肌触りがいい!



製品名	サイズ/重量	入り数	JANコード	税別価格
スノーパック・クール S	105×105mm 100g	10個	4978797400050	2,500円
スノーパック・クール M	160×160mm 250g	4個	4978797400067	1,800円
スノーパック・クール L	160×280mm 500g	2個	4978797400074	1,600円

注意 ※冷蔵庫&冷凍庫で冷やして下さい。※ご使用の際にはタオルかカバーに包んで冷たさを確認してからご使用下さい。※加熱用ではありません。※本品は医療用ではありません。

