

アイシング用冷却剤 **スノーパック**

# スノーパック・クール **COOL**

## 特長


- 特殊シャーベットゲルは**凍らず**身体に**フィット!**
- エンボス加工フィルムで**ソフトな肌触り!**
- **繰り返しご使用**いただけます!

## 用途

- アイシングに…発熱時に…
- 打撲・捻挫・肉離れなどに…

### 保冷剤の保冷性能

- スノーパック・クール S
- スノーパック・クール M
- スノーパック・クール L



| 製品名         | 0時間    | 0.5時間  | 1時間   | 1時間半  | 2時間   | 2時間半  | 3時間   |
|-------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| スノーパック・クールS | -12.5℃ | -10.0℃ | 4.0℃  | 12.0℃ | 16.0℃ | 18.5℃ | 20.0℃ |
| スノーパック・クールM | -12.5℃ | -10.0℃ | 0.0℃  | 9.0℃  | 14.0℃ | 17.0℃ | 19.0℃ |
| スノーパック・クールL | -12.5℃ | -10.0℃ | -2.0℃ | 7.0℃  | 12.0℃ | 15.5℃ | 18.0℃ |

測定条件: 試料を冷凍庫(-20℃)で24時間以上冷却した後、室温中に静置し、表面温度の変化を測定。  
室温: 24~25.5℃

エンボス加工フィルムだから、肌触りがいい!

| 製品名          | サイズ/重量         | 入り数 | JANコード       |
|--------------|----------------|-----|--------------|
| スノーパック・クール S | 105×105mm 100g | 10個 | 497879740050 |
| スノーパック・クール M | 160×160mm 250g | 4個  | 497879740067 |
| スノーパック・クール L | 160×280mm 500g | 2個  | 497879740074 |

**注意** ※冷蔵庫&冷凍庫で冷やして下さい。※ご使用の際にはタオルかカバーに包んで冷たさを確認してからご使用下さい。※加熱用ではありません。※本品は医療用ではありません。

**三重化学工業株式会社**

〒515-0001 三重県松阪市大町262番地

TEL(0598)51-2361 (代) FAX(0598)51-1143

<http://www.miekagaku.co.jp>